


Für jede Probe wird eine Liste mit dem aktuellen Datum und allen Teilnehmenden (alphabetische Reihenfolge) vorbereitet. Jeder Proband bekommt für den Test vorab eine Nummer zugewiesen. Die Nummern sind auf Kärtchen gedruckt und werden bei der Anmeldung ausgegeben.

Name	Anwesend	Nummer	P	N
A		#1		
B		#2		
C		#3		
D		#4		
E		#5		
F		#6		


Die Aufsichtspersonen bereiten die Test Utensilien vor. Sie beschriften 50% der Test Streifen der Anzahl nach. Bspw. 10 Personen sind für die Probe angemeldet, dann bereiten sie 5 Test Streifen und 5 Röhrchen mit Flüssigkeit vor (je nach Art der Teste). Sobald mehr Personen, als vorbereitete Utensilien anwesend sind, wird je die genaue Anzahl hergerichtet. So wird vermieden, dass Material unnötig geöffnet wird.



## Schritt 1


Probanden melden sich bei Aufsichtsperson 1 an

Aufsichtsperson 1




## Schritt 2

Probanden bekommen ihre Nummer (laut Liste) ausgehändigt




## Schritt 3

Probanden bekommen die nummerierte Test Karte (#1 laut Liste bekommt Test mit #1 usw.) Tupfer und Flüssigkeit von Aufsichtsperson 2 und setzen sich auf Ihren Platz



## Schritt 4

Aufsichtsperson 2 leitet Prozess ein und sagt Probanden, wann sie den Test durchführen sollen und überprüft den Vorgang



## Schritt 5

Probanden müssen, sobald sie den Abstrich gemacht haben, ihren MNS wieder aufsetzen. Aufsichtsperson weist sie darauf hin



## Schritt 6

Aufsichtsperson 2 sagt den Probanden, dass sie anschließend den Tupfer in die Test Karte stecken (je nach Art des Tests)




## Schritt 7

Probanden tröpfeln die Flüssigkeit auf die Karte, wie in der Schnellanleitung dargestellt und schließen die Karte mit dem Klebestreifen. Anschließend legen Sie ihre Nummer und die Test Karte auf den Tisch zu Aufsichtsperson 2 und setzen sich auf ihren Platz zurück



## Schritt 8

Aufsichtsperson 2 überprüft das Ergebnis



## Schritt 9

Aufsichtsperson 2 trägt Ergebnis in die Liste ein. Und desinfiziert die Nummern Kärtchen

